

EGESIO

Prevención en sus manos



MANUAL DE USO Brazalete Inteligente TW6

El reloj inteligente TW6 forma parte del sistema EGESIO y tiene la capacidad de ayudar con el monitoreo de los signos vitales en tiempo real para la prevención de riesgos a la salud, además, cuenta con otras funciones que ayudan a mejorar la calidad de vida. Descargue la aplicación EGESIO, disponible para Android e iOS.

Conozca su brazalete inteligente TW6

Pantalla táctil

Botón encendido / Regreso



PREPARACIÓN


Para cargar la batería de su Brazalete Inteligente, inserte el punto de carga en un puerto USB de una fuente que regule la corriente, como puede ser una computadora, televisor o consola de videojuegos. Si la carga se está haciendo de manera correcta, en la pantalla aparecerá el símbolo de una batería aumentando el nivel de carga.

La primera vez que se carga se recomienda hacerlo de manera ininterrumpida por 2.5 a 3 horas, de esa manera cuidará la vida útil de la batería.

Notas:

- Es importante evitar cargar el Brazalete Inteligente directamente del tomacorriente, ya que un pico de corriente puede bloquearlo por varios días o incluso dañarlo, por lo que se debe cargar de una fuente regulada.
- Si el Brazalete Inteligente está inactivo, deberá cargar la batería cada 3 meses.

INSTALACIÓN DE EXTENSIBLES



Inserte una aguja del extensible en una de las perforaciones de su Brazalete Inteligente, con la ayuda de la ranura al reverso de los extensibles, presione hacia abajo la otra aguja y alínela con la otra perforación, suelte la aguja y verifique que se haya ensartado correctamente.

FUNCIONES


Conozca las múltiples funciones que incluye el brazalete inteligente TW6 para obtener los datos que son analizados por el sistema EGESIO en pro de su bienestar. Asegúrese de usar el brazalete inteligente TW6 y mantenerlo con batería suficiente.

1 Pantalla de inicio: Hora y fecha / Temperatura corporal / Temperatura ambiente / Batería restante. La hora y fecha de su Brazalete Inteligente se sincronizarán de manera automática cuando realice el enlace con la App Egessio desde su teléfono celular, aún cuando viaje y haya cambio de horario. Existen cinco opciones para pantalla inicial. Mantenga presionada la pantalla por unos segundos, sentirá una ligera vibración y a continuación deslice su dedo sobre la pantalla para ver las siguientes opciones:



Para seleccionar una, dé un ligero toque sobre la pantalla de inicio de su preferencia. Se recomienda elegir **Temperatura corporal** como pantalla de inicio para tener conciencia del monitoreo constante a su salud, verifique no estar confundiendo con temperatura ambiente.


2 Interface de estado: Tiempo de ejercicio / Kilómetros recorridos / Número de calorías quemadas en el día.



3 Ritmo cardíaco. Presione la figura del corazón, se iniciará la medición de ritmo cardíaco, el resultado se muestra después de unos segundos y se registra en la App EGESIO.



4 Presión sanguínea. Presione la figura del centro y después selección "BP", se iniciará la medición de presión sanguínea, el resultado se muestra después de unos segundos y se registra en la App EGESIO.



5 Oxigenación sanguínea. Presione la figura del centro y después selección "SPO2", se iniciará la medición de oxigenación sanguínea, el resultado se muestra después de unos segundos y se registra en la App EGESIO.




6 Sueño. Seleccione la figura de la luna, se observará el registro de tiempo de sueño profundo y ligero, para más detalle consulte en la App EGESIO.



7 Modo de entrenamiento. Presione la figura del centro y después seleccione "Sports", se mostrarán 10 modos de ejercicio como: caminar, correr, bicicleta, saltar la cuerda, etc. Cuando seleccione esta función, se lleva un control de tiempo y de calorías quemadas.




8 Cronómetro. Presione la figura del centro y después seleccione "Stopwatch" la operación se puede iniciar, pausar y finalizar, deslice la pantalla hacia la derecha para salir.



9 Ajustes. Esta sección incluye: Bluetooth / Modo de luz larga / Ajustes de brillo de pantalla / No molestar / Información del dispositivo / Visualización de energía / Modo silencioso / Encendido con movimiento de muñeca / Tiempo de encendido de pantalla / Reinicio a configuración de fábrica / Apagado / Linterna.



10 Otras funciones. Esta sección incluye: Recordatorio de carga / Recordatorio de sedentarismo / Llamada / Alarma / Actualización / Protector de pantalla / Recordatorio de conexión.



RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR LAS MEDICIONES

El brazalete inteligente TW6 cuenta con sensores que realizan mediciones constantes bajo condiciones de movimiento y vida diaria. Es importante recordar que el dispositivo nunca reemplazará a una medición realizada por un profesional de la salud, ni sustituye una consulta médica; funciona como aproximación para alertar de manera oportuna alguna complicación en su salud. Consulte a su médico.

Sin embargo, para mejorar la precisión de las lecturas es importante seguir las siguientes recomendaciones:

Coloque el Brazalete Inteligente sobre su muñeca, sin que se haya untado crema recientemente o su piel se encuentre mojada, asegúrese de que los sensores estén limpios y se encuentren en contacto firme contra su piel. Al abrochar los extensibles, procure que no queden de manera apretada o suelta.

Tome en cuenta que la **temperatura corporal** puede verse afectada por:

Para mejorar las lecturas de **Oxigenación y Ritmo cardíaco** es necesario considerar que las mediciones se pueden afectar por la reciente presencia de:

Para obtener mayor precisión en la medición de su **presión arterial**, debe realizarla en posición sentada, coloque el Brazalete Inteligente en su brazo izquierdo, manténgalo estirado y procure que esté a la misma altura del corazón.

Al enlazar su Brazalete Inteligente con la App Egessio se hace posible el registro histórico de las mediciones de sus signos vitales y monitoreo, mediante algoritmos programados que permiten alertar de manera oportuna riesgos de salud. Egessio permite un seguimiento personalizado constante y enfocado en el cuidado preventivo de salud, lo que beneficia la calidad de vida.

Copyright 2020,
Grupo PM Soluciones

Especificaciones:

- Tamaño de Pantalla 1.28 inch 240*240-TFT
- Capacidad de Batería 200mAh
- Versión Bluetooth 4.0
- Tiempo de operación 3-5 días
- Tipo de Botón Full touch
- Puerto de Carga Cable a USB
- Nivel de resistencia al Agua IP67

Características técnicas.

- Modulación digital
- Banda de frecuencia 2 401.15 MHz - 2 481.02 MHz;
- Ancho de banda de canal de salto 1079.60 kHz y 1070.90 kHz;
- Número de canales de salto 79 canales
- Tiempo promedio de ocupación (t) 0.122 415 s;
- Tamaño de periodo (T) 31.6 s;
- Potencia pico máximo de salida 0.016 344 W;
- Separación de frecuencias portadoras de canales de salto adyacentes 968.20 kHz;
- Emissiones no esenciales radiadas <75 nW

Este producto contiene una batería de polímero. No exponga este producto a entornos con altas temperaturas durante mucho tiempo. No coloque este producto cerca de flamas.

La operación de este equipo es sujeta a las siguientes condiciones: 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que pudieran ocasionar su operación no prevista.